

Serumspiegel- und Antikörperbestimmung für Infliximab und Adalimumab von Promonitor® (Progenika) durchgeführt von Unilabs

Testfrequenz

Maximal 1x/Woche. Maximale Wartezeit auf Resultat bei schwacher Auslastung: 3-4 Wochen.

Probenmaterial

Das Probematerial soll **Serum** sein, ausnahmsweise Vollblut (zentrifugiert wäre von Vorteil).

Stabilität der Analyten:

- **für bis 48 Stunden bei Raumtemperatur stabil;**
- zwischen 48 Stunden und 5 Tagen bei Kühlschranktemperatur stabil (2 - 8 °C);
- danach muss das Serum gefroren sein.

Das heisst, **die Entnahme sollte mit Vorteil zwischen Montag und Donnerstag** erfolgen, um einen Versand und eine lange Transportzeit über das Wochenende zu vermeiden - wenn das so gemacht wird, kann der Postversand des Serumröhrchens bei Raumtemperatur erfolgen.

Probenversand

Unilabs benötigt minimal 1 ml Serum, **dieses bitte per Post versenden** zusammen mit dem ausgefüllten **Laborformular (siehe www.ibdnet.ch)** an das Unilabs-Labor in Ihrer Nähe:

Unilabs Mittelland

Medizinische Analytik & Pathologie

Murtenstrasse 143a

3008 Bern

Unilabs Dr. Weber St. Gallen

Müller-Friedberg-Strasse 6

9001 St. Gallen

Unilabs Dübendorf

Ringstrasse 12

8600 Dübendorf

Den Laborbefund bekommt der Arzt dann auch vom lokalen Labor zugeschickt resp. zugefaxt (dann bitte Faxnummer auf das Formular schreiben) oder zugemailt (falls @hin.ch-Adresse vorhanden ist und uns angegeben wurde).

Preise

Medikamentenspiegel für Infliximab oder Adalimumab CHF 99.00

Antikörperbestimmung gegen Infliximab oder Adalimumab CHF 87.00

Test werden von Krankenkassen übernommen

Kontaktpersonen bei Unilabs

giuseppe.togni@unilabs.com

Dr. Giuseppe Togni, Coppet

Fragen zum Test, Testhäufigkeit und Versandfragen
oder

matthias.kaelin@unilabs.com

Dr. med. Matthias Kälin, Dübendorf

Fragen zu Preisen, Verfügbarkeiten und allgemeine Fragen.